



Prefeitura Dep. Irapuan Pinheiro &lt;licita.irapuan@gmail.com&gt;

**solicitação de informação sobre o pregão 2023.12.05.3**

VIEIRA E CIA DISTRIBUIDORA LTDA ME &lt;vieiraecia@hotmail.com&gt;

8 de dezembro de 2023 às 12:16

Para: "licita.irapuan@gmail.com" &lt;licita.irapuan@gmail.com&gt;

Boa tarde!

No pregão 2023.12.05.3, lote 2, itens 6, 7 e 8 solicitam luvas nitrilicas, porém o descritivo das luvas não é possível de ser atendido, como segue:

LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAMANHO M C/100, ESPECIFICAÇÃO: NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, LÁTEX NATURAL, ANATÔMICA TEXTURA HOMOGÊNEA ALTA SENSIBILIDADE DE TATO, BOA ELASTICIDADE, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL E BAIXO TERO DE PROTEÍNA E ANTIDERRPANTE, ENVELOPADOS AOS PARES COM BAINHA IDENTIFICANDO COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO A MÃO ESQUERDA/DIREITA E A POSIÇÃO DE POLEGAR

LÁTEX NATURAL- Luva Nitrilica é isenta de látex, é feita de borracha sintética, que além de mais resistente, atende bem as pessoas com alergias.

LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL - Gentileza se possível me indiquem a marca que já usam que faço a oferta com a marca que já usam, porque Luvas Nitrilicas são sem pó (até para manter o contesto de não ter risco de alergias).

IDENTIFICANDO COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO A MÃO ESQUERDA/DIREITA E A POSIÇÃO DE POLEGAR- Luvas Nitrilicas são ambidestra.

A intensão é ofertar luvas nitrilicas da medix, segue anexa a ficha.

Porém como dito antes, aceito sugestão de marca que já tem afinidade para melhor atender a necessidade do órgão solicitante.

Cordialmente;

Adriana Lopes



CNPJ: 01.700.884/0001-50 - INSC EST: 480343079.00-98 - (34) 3825-1711

Av. Lorena Carolina de Oliveira, Nº 181, B: Jardim Vitória, Patos de Minas-MG, CEP: 38.705-516

**Luva Para Procedimento Não Cirúrgico de Nitrilo - Azul Claro - Medix Brasil.pdf**  
265K

**LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO DE NITRILÓ****Cadastro / Registro M.S.:**

80495510108 (CA MTE 44.951) / 80495510168 (CA MTE 48.246) / 80495510055 (CA MTE 42.656) / 80495510020 (CA MTE 40.093)

**Modelos**

PP, P, M, G, GG

**Indicação de uso**

As Luvas de procedimento não cirúrgico 100% Nitrilo, sem pó, foram desenvolvidas para proteção de pacientes e profissionais de saúde para proteção individual, nos casos de contato com sangue e líquidos corporais, contato com mucosas e pele não íntegra de pacientes, reduzir a possibilidade de transmissão de micro-organismos de um paciente para outro nas situações de precaução de contato, prevenir a contaminação cruzada onde haja risco de contaminação por patógenos, promovendo uma barreira passiva contra agentes biológicos em procedimentos não cirúrgicos realizados em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo poder público, laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, segmento alimentício e domiciliar.

**Especificação técnica**

Fabricada em 100% borracha sintética (nitrilo)

Não estéril

Sem pó

Ambidestra

Texturizada na ponta dos dedos, antiderrapante

Punho com bainha

Espessura mínima área lisa: 0,08mm

Espessura mínima área texturizada: 0,11mm


Cores: Azul

Disponível nos tamanhos: PP/ P/ M/ G/ GG

Comprimento:  $\geq 220$ mm (PP, P) /  $\geq 230$ mm (M, G, GG)

Descartável e de uso único

Validade 5 anos após a data de fabricação

**Apresentação**

Embalagem principal: cartucho de papelão contendo 100 unidades.

Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo 10 cartuchos.

**Orientações de Uso**

Seguir o protocolo para a prática de higiene das mãos em serviços de saúde antes de calçar as luvas.

Não usar anéis, pulseiras, relógio ou qualquer outro acessório que possa rasgar ou perfurar as luvas.

Verificar o tamanho adequado, conforme indicação na embalagem, para evitar acidentes.

Após o uso, retirar as luvas da forma correta, e descartá-las.

**Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais**

**"PRODUTO DE USO ÚNICO; DESTRUIR APÓS O USO; PROIBIDO REPROCESSAR; NÃO ESTÉRIL; PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ";**

Ler atentamente as Instruções de Uso;

Não possui látex em sua composição.

Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;

Descartar e não usar luvas previamente abertas ou danificadas;

Após higiene das mãos calçar as luvas com as mãos secas;

Caso ocorra irritação, o uso deverá ser descontinuado. Persistindo os sintomas, consulte um médico;

Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;

Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade;

**Armazenamento e Transporte**

Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

## Normas técnicas

ISO 13485:2016

ISO 11193-1

RDC Nº 547 de 30.08.2021

RDC 40/2015

RDC Nº 665 de 30 de março de 2022



## Códigos de Barra

EAN13

7898947170657 - PP

7898947170664 - P

7898947170671 - M

7898947170688 - G

7898652373527 - GG

EAN14

17898947170654

17898947170661

17898947170678

17898947170685

17898652373524

## Importado e distribuído por:

Medix Brasil LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

## Responsabilidade Técnica

Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368

Louise Marine Wittlich Succo CRF-PR Nº 34371


## Serviço de Atendimento ao Consumidor

[sac@medixbrasil.com.br](mailto:sac@medixbrasil.com.br)

0800 006 3036

Revisão 09 de 08/09/2023

Imagens meramente ilustrativas:





Prefeitura Dep. Irapuan Pinheiro &lt;licita.irapuan@gmail.com&gt;

---

**solicitação de informação sobre o pregão 2023.12.05.3**

---

Prefeitura Dep. Irapuan Pinheiro &lt;licita.irapuan@gmail.com&gt;

13 de dezembro de 2023 às 11:10

Para: VIEIRA E CIA DISTRIBUIDORA LTDA ME &lt;vieiraecia@hotmail.com&gt;

Sr. Licitante, foi realizado a verificação da especificação junto à Secretaria Municipal de Saúde, portanto é constatado o equívoco na especificação, dos itens 06, 07 e 08 do Lote 02, onde não deveria conter a especificação "Latex Natural", dessa forma, o Lote 02, será excluído do processo

Att.

O pregoeiro

[Texto das mensagens anteriores oculto]

